

Podwyższona Higiena Laktatora

szczególne warunki w okresie pandemii COVID-19

MATKI ZDROWE W DOMU

Wymogi dotyczące sprzętu

1. W obecnej sytuacji epidemiologicznej rekomenduje się posiadanie własnego laktatora.
2. Wypożyczaniu mogą podlegać tylko moduły laktatorów, które są dopuszczone przez producenta do przekazywania (nie osobiste). Pozostałe elementy trzeba mieć własne.
3. Wypożyczalnia musi prowadzić ściśle procedury bezpieczeństwa epidemiologicznego i udostępniać te informacje.
4. Przed pierwszym użyciem wskazana jest dezynfekcja sprzętu (według zaleceń producenta).
5. Moduł laktatora należy utrzymywać w czystości, tak samo jak inne przedmioty związane z dzieckiem.
6. Zaleca się, aby inni domownicy nie dotykali modułu i elementów laktatora bez wcześniejszej higieny rąk.

Przed ściągnięciem

1. Umyj dokładnie ręce wodą i mydłem, wytrzyj ręcznikiem papierowym.
2. Złóż czyste elementy laktatora i sprawdź, czy nie ma w nich zanieczyszczeń. Zanieczyszczony dren wyrzuć i zamontuj nowy.

Po ściągnięciu mleka

1. Świeże mleko podaj dziecku od razu lub przechowuj na później w zamkniętym pojemniku (4h temperatura pokojowa, 96h lodówka, 6 mc zamrażarka).
2. Elementy, które miały kontakt z piersią / mlekiem (lejki, zawory, butelki, itd.) umyj ręcznie w ciepłej wodzie z dodatkiem detergentu lub w zmywarce (wg zaleceń producenta).
3. Osusz elementy na ręczniku papierowym.
4. Przechowuj elementy laktatora w czystym i suchym pojemniku z pokrywką.
5. Dezynfekcję termiczną elementów przeprowadzaj przynajmniej raz dziennie, a najlepiej po każdym użyciu (we wrzątku, w specjalnej torebce w kuchence mikrofalowej i in. - korzystaj z zaleceń producenta). Nie dezynfekuj tych elementów środkami chemicznymi.
6. Jeśli odciągasz mleko dla wcześniaka, noworodka, dziecka chorego lub przebywającego w szpitalu - dezynfekuj akcesoria przed każdym użyciem.

Podwyższona Higiena Laktatora

szczególne warunki w okresie pandemii COVID-19

MATKI ZDROWE W SZPITALU

Wymogi dotyczące sprzętu

1. Laktatory na wyposażeniu szpitala muszą spełniać warunki wyrobu medycznego i być dopuszczone przez producenta do przekazywania wielu pacjentkom. Końcówki osobiste należy mieć własne. Szpitale stosują też końcówki wielorazowe sterylizowane oraz jednodniowe lub jednorazowe dla dzieci chorych lub przedwcześnie urodzonych.
2. Szpital prowadzi ściśle procedury bezpieczeństwa epidemiologicznego sprzętu.
3. Nie ma przeciwwskazań do posiadania w szpitalu własnego laktatora przyniesionego z domu, ale szpital przeprowadzi procedurę jego odkażania.
4. Pacjentka musi zostać zapoznana z procedurą szpitalną postępowania ze sprzętem.
5. Zaleca się, aby nikt inny nie dotykał laktatora matki lub końcówek osobistych do laktatora szpitalnego.

Przed ściąganiem

1. Umyj dokładnie ręce wodą i mydłem lub użyj płynu do dezynfekcji na bazie alkoholu.
2. Jeśli używasz własnego laktatora: złóż czyste elementy laktatora i sprawdź, czy nie ma w nich zanieczyszczeń. Zanieczyszczony dren wyrzuć i zamontuj nowy.
3. Jeśli używasz laktatora szpitalnego przetrzyj moduł laktatora, wyłącznik zasilania, blat stołu chusteczką z płynem dezynfekującym (wg procedur szpitala). Umyj ręce i załóż czyste końcówki osobiste.

Po ściągnięciu mleka

1. Świeże mleko podaj dziecku używając czystego sprzętu do karmienia lub ewentualnie zostaw na później w zamkniętym pojemniku (4h temp. pokojowa, 96h lodówka)
2. Jeśli dostarczasz pokarm na oddział dla dziecka przekaż go w zamkniętym, opisanym pojemniku (imię, nazwisko, data, godzina) - wg procedur szpitala.
3. Zdezynfekuj blat, moduł laktatora, wyłącznik zasilania chusteczką z płynem dezynfekującym (wg procedur szpitala).
4. Elementy, które miały kontakt z piersią / mlekiem (lejki, zawory, butelki, itd.) umyj ręcznie w ciepłej wodzie z detergentem.
5. Osusz na papierowym ręczniku (w Twoim pojemniku, na pokrywce pojemnika).
6. Przed kolejnym użyciem wykonaj dezynfekcję termiczną elementów laktatora (wg procedur szpitala i wytycznych producenta):
 - 5-10 min. w wodzie o temp. 90-100 st. C w Twoim pojemniku, lub
 - w specjalnej torebce do dezynfekcji termicznej w kuchence mikrofalowej.
7. Nie dezynfekuj tych elementów środkami chemicznymi.
8. Przechowuj elementy laktatora w czystym, dużym, zamykanym pojemniku lub torebce używanej do dezynfekcji - podpisanymi Twoim imieniem i nazwiskiem.