

Mycie i dezynfekcja akcesoriów do odciągania i przechowywania pokarmu kobiecego

1. Po zakończeniu odciągania pokarmu części laktatora rozkładamy na poszczególne elementy, butelkę z mlekiem szczelnie zamykamy.

2. Elementy laktatora , które mają kontakt z mlekiem oraz zużyte butelki wkładamy do plastikowego pojemnika

3. Pojemnik wstawiamy do umywalki i myjemy w nim wszystkie części pod bieżącą wodą z detergentem (płynem do mycia naczyń), następnie dokładnie płuczemy

UWAGA – nie stawiamy części laktatora ani butelek bezpośrednio na umywalce

4. Następnie wszystkie części wyparzamy w pojemniku, zlewając je dokładnie wrzątkiem z czajnika lub dezynfekujemy w kuchence mikrofalowej w torebce Quick Clean wg instrukcji producenta.

5. W celu osuszenia akcesoriów odkładamy je na chwilę na czystą pieluszkę lub ręcznik papierowy

6. Przechowujemy w czystym, osuszonym i zamkniętym pojemniku

Миття та дезінфекція приналежностей для зціджування та зберігання грудного молока

- 1. Після зціджування розберіть частини молоковідсмоктувача і щільно закрийте пляшку з молоком.**
- 2. Частини молоковідсмоктувача, які контактували з молоком, та використані пляшки помістіть у пластиковий контейнер.**
- 3. Помістіть контейнер в раковину і промийте в ній всі частини під проточною водою з миючим засобом (засобом для миття посуду), потім ретельно промийте.**

УВАГА - ми не ставимо частини молоковідсмоктувача або пляшечки безпосередньо на раковину

- 4. Далі ошпарюємо всі частини в ємності, заливаючи їх окропом з чайника або дезінфікуючи в мікрохвильовій печі в пакеті Quick Clean за інструкцією виробника.**
- 5. Покладіть їх на чисту пелюшку або паперовий рушник, щоб підсушити.**
- 6. Зберігаємо в чистій, сухій і закритій тарі.**